

## RTR

### HEMOSTATIČNI GUMENI ZAVOJ ZA PROFESIONALNU PRIMJENU

- Zaštita za ozlijeđene prste.
- Ruke mogu biti mokre i prljave.
- Ne lijepi se za kožu ili za ranu.
- Otporan na vodu, masnoću, ulje i pijesak.
- Može se primjenjivati preko flastera i preko našeg RESCUE TAPE-a.
- U skladu sa IFA standardima za primjenu u bolnicama.



## RESCUE TAPE RUBBER

### OPĆE INFORMACIJE

RESCUE TAPE RUBBER je samoljepivi hemostatički zavoj od lateksa koji se može primjenjivati na mokre pa čak i prljave ruke. Za zaštitu ozlijeđenih prstiju.

RESCUE TAPE RUBBER je idealno vodootporno rješenje i za zaštitu flastera prozirnim zavojem od lateksa.

### TEHNIČKE INFORMACIJE


U skladu sa IFA standardima za primjenu u bolnicama. Sigurnosne mjere: pogledati sigurnosno-tehnički list.

Rok trajanja: minimalno 5 godina.  
Čuvati na suhom mjestu, po mogućnosti na temperaturi od +10°C do 30°C.

### PRIMJENA I UPORABA

- **UPORABA:**  
Odrezati otprilike 10 cm. Omotati zavoj preko ozljede ili flastera. Pritisnuti krajeve zajedno kako bi se zavoj spojio. Višak odrezati škaričama. Proizvod je u skladu sa IFA standardima za primjenu u bolnicama.
- **PRIMJENA:**
  - za obradu malih rana na prstima.
  - jednostavna primjena.
  - otporno na vodu, ulje, masnoće, pijesak, ...
  - idealno za primjenu na osjetljivoj koži ruku.

Šifra proizvoda	Naziv	Sadržaj	Vrsta
T151200	Rescue Tape Rubber	1 m	ZDRAVLJE I ZAŠTITA



### VAŽNO

Svi se podaci, uključujući fotografije smatraju pouzdanima. Međutim, korisnici bi neovisno o tome trebali procijeniti prikladnost svakog proizvoda za svoju uporabu. Novo-systems d.o.o. ne daje garanciju za točnost i kompletnost informacija i odriče se odgovornosti vezane uz njihovu uporabu. Jedine obveze tvrtke Novo-systems d.o.o. su one koje se nalaze u Općim odredbama i uvjetima prodaje ovog proizvoda, te Novo-systems d.o.o. ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakve slučajne, indirektno ili posljedične štete koje bi proizašle iz prodaje, preprodaje, primjene ili neadekvatne primjene proizvoda.

