

BLI

FLÜSSIGE HAUT-UND HANDESINFEKTION MIT DESINFIZATIONSMITTEL- STÄNDER

- Wirksam gegen Coronaviren COVID-19
- Antiseptika fungizid, bakterizid (inkl. TB), begrenzt viruzide
- IHO viruzide Liste/DGHM/VAH gelistet/HACCP-zert.
- Mit Drucksponder für die 1l-Flasche
- Hochwertig verarbeiteter Desinfektionsmittel-STÄNDER mit verstellbarem Klemmbügel zur Fixierung
- Aus pulverbeschichtetem Stahl und massivem Rundsockel mit Gummiumwandung für einen sicheren Stand
- MADE IN GERMANY!
- Hochwertig verarbeitete Desinfektionsmittel-SÄULE aus Edelstahl mit Adapter
- Für Drucksponder und Trigger geeignet
- Stabile, leichtmontierbare Komponenten
- Drucksponder, Adapter und Informationslabel sind im Preis inbegriffen
- WANDHALTERUNG (mit Adapter-Ring Z02464202)



HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.

BACTO CLEAN LIQUID

ALLGEMEINE INFORMATION

BACTO CLEAN LIQUID ist ein flüssiges Haut- und Händedesinfektionsmittel für den persönlichen Schutz (auch COVID-19).

BACTO CLEAN LIQUID ist optimal geeignet für Krankenhäuser, Pflegeheime, Arztpraxen sowie für Kindergärten / Schulen und den privaten Gebrauch. Auch für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie (HACCP) wie Metzgereien, Bäckereien usw. Der DESINFIZATIONSMITTELSTÄNDER -Made in Germany- besitzt einen verstellbaren Klemmbügel um die Flasche sicher zu fixieren.

Der DESINFIZATIONSMITTELSTÄNDER besteht aus hochwertigem pulverbeschichtetem Stahl und einem massiven Rundsockel.

Die DESINFIZATIONSMITTELSÄULE ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und kann mit Hilfe des Adapters mit Drucksponder oder Trigger verwendet werden.

Die DESINFIZATIONSMITTELSÄULE ist leicht zu montieren und besitzt ein mehrsprachiges Informationslabel.

Adapter, Drucksponder und Informationslabel sind im Preis inbegriffen.

Zusätzlich: Die praktische Wandhalterung.

TECHNISCHE INFORMATION

Zusammensetzung pro 100 g: 80 g Ethanol
 Form: flüssig
 Farbe: farblos
 Geruch: charakteristisch
 Schmelz- / Gefrierpunkt: < - 40 ° C
 Siedepunkt: > 78 ° C
 Flammpunkt: 19 ° C
 Dichte (bei 20 ° C): 0,85 g / cm³
 Dynamische Viskosität (bei 25 ° C): < 10 mPa

Bacto Clean WANDHALTERUNG:

Länge: 120mm
 Breite: 50mm
 Tiefe: 80mm

Desinfektionsmittel-STÄNDER:

Material: Stahl- pulverbeschichtet
 Gewicht: 3,6 kg
 Flaschenhaltermaß (Stellfläche): 102 x 91 mm
 Rundsockeldurchmesser: 275 mm
 Gesamthöhe: 1020 mm

Desinfektionsmittel-SÄULE:

Material: Edelstahl
 Zusatzmaterialien: Drucksponder, Adapter
 Standfuß: 300mm x 300mm
 Säule: Breite 120mm / Tiefe 120mm / Höhe 1255mm

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- Dosierungsanweisungen und Art der Anwendung:
- Reiben Sie die trockenen Hände mit ca. 5 ml der unverdünnten Lösung ein (30 Sekunden lang feucht halten).
- Einwirkzeiten: Bakterien einschließlich MRSA, fungizid / levurozid gem. DGHM / VAH - 30 Sek.
- Tuberkulose-Bakterien - 30 Sek.
- Umhüllte Viren, einschließlich HBV / HIV / HCV / Vaccinia / BVDV / Grippe-Viren wie H5N1 und H1N1, - 15 Sek.
- Rotavirus - 15 Sek.
- Norovirus - 1 Min.
- Beachten Sie den Hygiene- und Hautschutzplan

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Produktgruppe
T463100	Bacto Clean Liquid	1l	SICHERHEIT UND SCHUTZ
T401410	Desinfektionsmittelsäule	1 St.	TOOLS
Y401402	Dosierpumpe Bacto Clean Liquid 500ml	1 St.	TOOLS
Y464201	Bacto Clean Wandhalterung	1 St.	SICHERHEIT UND SCHUTZ
Y875001	Trigger Solvent Resistant rot	1 St.	TOOLS

