

BLI

TEKUTÁ DEZINFEKCE POKOŽKY A RUKOU

- Fungicidní, baktericidní (vč. TB), omezeně virucidní
- Dle virucidního seznamu IHO
- Podléhající HACCP
- Bez zápachu
- Seznam DGHM / VAH
- Účinný proti korona virům



BACTO CLEAN LIQUID

Základní informace

BACTO CLEAN LIQUID je tekutý dezinfekční prostředek pro kůži a ruce. Vhodný pro použití v potravinářském průmyslu, jako jsou řeznictví, pekárny apod. .

Je optimálně vhodný pro nemocnice, pečovatelské domy, lékařské praxe, ale i pro mateřské školy / školy, jiné státní instituce a soukromé použití.

Technické informace

Forma: Kapalina
Barva: Bezbarvá
Zápach: Alkoholový
Bod tání/ bod tuhnutí: < -20 °C
Počáteční bod varu: > 78 °C
Bod vzplanutí: < 23 °C

Teplota vznícení: > 400 °C
Dolní mez výbušnosti: 2 Vol%
Horní mez výbušnosti: 15 Vol%
Tlak páry (při 20 °C): ~ 48 hPa
Hustota (při 20 °C): ~ 0,87 g/cm³
Složení: na 100 g: 63,1g propan-2-olu, 2,9g ethanolu

Aplikace a Použití

- Pokyny pro dávkování a způsob aplikace:
- Ošetřete si ruce cca. 5 ml neředěného roztoku a udržujte je vlhké po dobu 30 sekund.
- Expoziční časy: Bakterie včetně MRSA, fungicidní / levurocidní acc. DGHM / VAH - 30 sekund
- Bakterie tuberkulózy - 30 sekund
- Obalené viry včetně HBV / HIV / HCV / Vaccinia / BVDV / chřipkových virů, jako jsou H5N1 a H1N1, - 15 sekund
- Rotavirus - 15 sec, norovirus - 1 min

Objednací číslo	Název	Balení	Zařazení
T463025	Bacto Clean Liquid	250ml	BEZPEČNOST A HYGIENA
T463050	Bacto Clean Liquid	500ml	BEZPEČNOST A HYGIENA



Upozornění

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby i uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Tech-Masters neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Novatio poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

